

抜群の体圧分散・通気性！シャワーで洗える褥瘡予防マットレス！

褥瘡予防マットレス

CLÖ'Z

CLÖ'Z AIR

4次元編成樹脂網状構造体を使用!!!

クロツエア 介護用 ソフトマットレス

ポリエチレン (PE) の細い樹脂を編み上げて、網状に絡み合わせた4次元編成樹脂網状構造体は、ソフトでしかも弾力性・耐久性に優れた高反発タイプの、3次元構造を超えた画期的製法特許技術です。日本アトピー協会の推奨品で、通気性に優れ、80°Cのシャワーで簡単に洗うことができます。類似製品とは違い、パネ形状のそれぞれの接地点を融着させて網状に織り上げているため、耐久性・反発性に優れており、筋肉がリラックスした状態で眠ることができる高機能マットレスです。



日本アトピー協会
T1107500A

次世代の4次元編成樹脂網状構造体マットレス・クロツエア!!! 体圧分散性能 / 快適性 / メンテナンス性 / 耐久性 / 軽さ / 衛生面に優れた、クロツの介護用褥瘡予防マットレスです!!!

体圧分散

褥瘡(床ずれ)予防や腰痛対策に

血流を促進する除圧効果があるので、ベッドに寝ている時間が長い方など、床ずれが生じるリスクが高い方でも安心してご利用頂けます。また、ソフトで反発力があり適切な姿勢が保てます。

優れた
体圧分散

耐久性能

へたりづらい高い耐久力・復元力

優れた復元力によって従来のマットレスのように使用しても凹みにくく、長く使えるのも大きな特徴の一つです。実際に化学物質評価研究機構で行われた「繰り返し圧縮検査」でも、低い厚さ低下率(6.7%)優れた復元率(97.0%)を示しています。

高い
復元力

いつも清潔

【日本アトピー協会推奨品】

ダニ・カビ・ハウスダストを洗浄

汚れてもシャワーで簡単に洗浄・乾燥でき、いつも清潔にご使用できます。汚れやアレルゲンが気になったらすぐに丸洗いです。

シャワー
OK!!!

軽量

軽いので楽々の取り回し

軽量のオーバーレイタイプなので楽々移動、取り替えできます。

軽量

通気放熱性

コア材の90%以上が「空気」です。

夏は湿気がこもりにくく蒸れを解消。冬は空気断熱で暖かい。ダニの発生と寝汗、湿気によるアレルギー症状、湿気による皮膚疾患を予防できます。

抜群の
通気性

メッシュ×底面防水

※介護用のみ

カバーはメッシュで蒸れにくい仕様

カバーは蒸れにくいメッシュで底面は防水仕様。尿漏れを防ぎ、お手入れも簡単。カラーは、ライトブルー・ネイビー・ベージュの3色から選べます。

底面
防水



ヘルメット潜水株式会社

所在地: 〒873-0202 大分県国東市安岐町瀬戸田1300番地

TEL: 0978-67-2251 FAX: 0978-67-2377

E-mail: helmet@cloz.co.jp

HP: <https://www.cloz.co.jp/>

担当者: 矢野 昌弘



部屋で入浴ができる画期的なポータブル浴槽！介護・防災に！

クロッツ ポータブル簡易浴槽

クロッツ ポータブル簡易浴槽



在宅介護で役立つアイテムです。介護者が部屋で入浴できる画期的なポータブル簡易浴槽は、仰臥位タイプと座位タイプがあります。断熱性・弾力性が高いウエットスーツ素材は、ひんやりせず、負傷事故も起きにくい素材です。



ベッドの上でも組み立て簡単



付属の板で周囲を立ち上げます



排水しながら洗います



- 介護用品として
- アウトドア用品として
- 震災緊急用品として

受注生産 省力化製品
 TACSコード 区分 販売
 福祉用具情報システム 01607-000034
 01607-000035



★本製品の特徴★

- ① 1人でも組立簡単！
- ② 1人でも入浴介助が可能！
- ③ いろいろな場所での入浴が可能！
- ④ 軽量でコンパクトな収納！
- ⑤ メンテナンスが簡単！
- ⑥ 持ち運びも簡単！

抱え上げずに簡単入浴！
 断熱性のある柔らかい
 ウェットスーツ素材！
 軽くてコンパクト！

HC-61		
クロッツ ポータブル簡易浴槽 仰臥位入浴タイプ		
本体価格	250,000円	税込 275,000円
カラー	サイズ (外寸)	重量
オレンジ	幅 40-65cm 長さ 175cm 高さ 35cm その他サイズお取寄	約8kg
HC-62		
クロッツ ポータブル簡易浴槽 座位入浴タイプ		
本体価格	215,000円	税込 236,500円
カラー	サイズ (外寸)	重量
オレンジ	幅 34-55cm 長さ 120cm 高さ 44cm その他サイズお取寄	約7kg
素材 / 5mmクローズドセルフォーム・ナイロン 原産国 / 日本		
洗濯機・乾燥機の使用はできません。		

専用バッグ(差込板)



専用バッグ(本体)

丸めて収納!!!



※ 本製品に給湯機能はありません。キッチンの給湯器・洗面所・お風呂などのお湯の供給元からホースを引いて使用します。
 ※ バケツまたはホースで排水口へと排水します。



ヘルメット潜水株式会社

所在地: 〒873-0202 大分県国東市安岐町瀬戸田1300番地
 TEL: 0978-67-2251 FAX: 0978-67-2377
 E-mail: helmet@cloz.co.jp
 HP: <https://www.cloz.co.jp/>
 担当者: 矢野 昌弘

